



## MÅLSKEMA

Profylakse for overvægtige patienter  
& bariatriske patienter



Nyt udvalg af T.E.D™ strømper og SCD™ manchetter findes nu i handlen

**KENDAN**

[www.kendan.dk](http://www.kendan.dk)

# Målskema

## T.E.D Antiemboli-strømper

### Skridtlange strømper


Lår Omkreds	Læg Omkreds Tå inspektions hul	Længde	Varekode				Antal/Kasse
63,5 - 81,3 cm	38 - 44,5 cm	< 74 cm	4010LF	K	X-LARGE	Kort	6 par
63,5 - 81,3 cm	38 - 44,5 cm	74 - 84 cm	4114LF	L	X-LARGE	Medium	6 par
63,5 - 81,3 cm	38 - 44,5 cm	> 84 cm	4216LF	M	X-LARGE	Lang	6 par
63,5 - 81,3 cm	44,5 - 54,6 cm	< 74 cm	3180LF	N	X-LARGE PLUS	Kort	6 par
63,5 - 81,3 cm	44,5 - 54,6 cm	74 - 84 cm	3181LF	P	X-LARGE PLUS	Medium	6 par
63,5 - 81,3 cm	44,5 - 54,6 cm	> 84 cm	3182LF	Q	X-LARGE PLUS	Lang	6 par



81,3 - 91,4 cm	54,6 - 66 cm	< 74 cm	3183LF	R	XX-LARGE	Kort	6 par
81,3 - 91,4 cm	54,6 - 66 cm	74 - 84 cm	3184LF	S	XX-LARGE	Medium	6 par
81,3 - 91,4 cm	54,6 - 66 cm	> 84 cm	3185LF	T	XX-LARGE	Lang	6 par

### Knælange strømper

Læg Omkreds Tå inspektions hul	Længde	Varekode				Antal/Kasse
51 - 58,4 cm	< 46 cm	7470LF	J-	XX-LARGE	Medium	12 par
51 - 58,4 cm	> 46 cm	7471LF	K-	XX-LARGE	Lang	12 par



58,4 - 66 cm	< 46 cm	7472LF	L-	XXX-LARGE	Medium	12 par
58,4 - 66 cm	> 46 cm	7473LF	M-	XXX-LARGE	Lang	12 par

### SCD Express™ manchetter



Lår Omkreds	Læg Omkreds	Varekode		Antal/Kasse
<b>Skridtlange manchetter</b>				
<91,4 cm		73013	Large	3 par
<b>KAMBIA</b>				
<91,4 cm		73043	Large	3 par
<b>Knælange manchetter</b>				
	48,5 - 66 cm	73023	Large	5 par
	56 - 81,5 cm	9790	X-large	5 par

### SCD Express™ fod manchetter

skostørrelse mænd	skostørrelse damer	Varekode		Antal/Kasse
>7½ (UK)	>7 (UK)	73033	Large	10 enkelte
>41 (Europe)	>41 (Europe)	73033	Large	10 enkelte

1. WHO- World Health Organisation, Fact Sheet No. 311, Sept 2006. 2. Obesity Devices: A Growing Market, Clinica 2004, European Market for Obesity Surgery, Frost and Sullivan 2005. 3. Gesundheitswesen-mikrozensus 2003 - Fragen zur Gesundheit. 2003;100512a1. 4. Italian Institute of Statistics. 5. HEO Model EES Europe, Dr van den Oever, LCM, Brussels. 6. Hamad, G. G. et al Venous thromboembolism in bariatric surgery patients: an update of risk and prevention, 2007. 7. Abadeer, R et al Primary and immediate causes of death in obese vs. nonobese hospital patients, poster 47, American Society for Clinical Pathology annual meeting, 2006. 8. Podnes et al. Complications after laparoscopic gastric bypass, a review of 3464 cases. Arch Surg, Vol 138, Sep 2003. 9. Cottam, Daniel et al Medicolegal analysis of 100 malpractice claims against bariatric surgeons, Surgery for Obesity and Related Diseases Vol. 3, 2007. 10. Gonzalez, Q. H. et al Incidence of clinically evident deep venous thrombosis after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass, 2004. 11. Fried, Martin et al DVT/PE prophylaxis algorithm in morbidly obese patients undergoing laparoscopic AGB, International Federation for the Surgery of Obesity World Congress, 2007. 12. Scurr et al. Regimen for Improved Effectiveness of Intermittent Pneumatic Compression in Deep Venous Thrombosis Prophylaxis. SURGERY. 1987;102(5):816-820. 13. Torngren, S. Low Dose Heparin and Compression Stockings in the Prevention of Postoperative Deep Venous Thrombosis. BRITISH JOURNAL OF SURGERY. 1980;67:482-484.



COVIDIEN, COVIDIEN med logo og ™ markerede fabrikater er varemærker af Covidien AG

© 2008 Covidien AG eller associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.